



EDGE 3 STRETTO
mit iLevel 305mm

HMV Nr.: 18.99.06.1138

Abbildung mit
optionalem Zubehör

EDGE 3 *Stretto*

Der Edge 3 Stretto verfügt über eine auffallend schmale Breite für hervorragende Manövrierfähigkeit, sowie dem SRS Federungssystem (Smooth Ride Suspension), welches ihn zum perfekten Innen- und Außenstuhl macht. Der Stretto ist mit 12,5-Zoll- oder 14-Zoll-Antriebsrädern und optional mit dem iLevel System inklusive dem 305 mm Sitzlift erhältlich. Außerdem können an diesem Modell alle optionalen Produkte der STEALTH-Serie mit angebracht werden.

Spezifikationen

ANTRIEBSRÄDER	12,5" Luft Standard (Wahlweise PU) 14" Luft Optional (Wahlweise PU)
LENKRÄDER	Standard 5" PU Lenkräder vorne und hinten Optional 6" PU Lenkräder vorne und hinten
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT ¹	Bis zu 6 km/h Bis zu 5,6 km/h mit iLevel aktiviert
BODENFREIHEIT	73 mm
WENDERADIUS ²	622 mm
GESAMTLÄNGE ²	825 mm
BASISWEITE	527 mm mit 12,5" Antriebsräder 552 mm mit 14" Antriebsräder
SITZGRÖSSEN	
Synergy TRU-Balance 3 Static Sitz	Breite: 305 mm - 610 mm Tiefe: 305 mm - 610 mm
TRU-Balance 3 Tilt und iLevel	Breite: 305 mm - 508 mm Tiefe: 305 mm - 508 mm
SITZHÖHEN	
TRU-Balance 3 Tilt und iLevel ⁵	445 mm - 495 mm
BATTERIEGRÖSSE³	
BATTERIEGRÖSSE ³	40 Ah (2 Stk.), 55 Ah (2 Stk.) oder 62 Ah (2 Stk.)
BATTERIEGEWICHT⁷	
BATTERIEGEWICHT ⁷	40 Ah: 14 kg pro Stk. 50 Ah: 18 kg pro Stk.
STEUERSYSTEME⁸	
STEUERSYSTEME ⁸	120A Q-Logic 3 3 EX Sondersteuerungen (Stealth)
AKKULADEGERÄT	
AKKULADEGERÄT	8A Extern
MOTOR-PAKETE	
MOTOR-PAKETE	2 Polig, Mid-Wheel 6
MAX. BELASTBARKEIT⁴	
MAX. BELASTBARKEIT ⁴	136 kg
GEWICHT CHASSIS	
GEWICHT CHASSIS	57,2 kg

- Die Geschwindigkeit variiert je nach Benutzergewicht, Geländetyp, Batterieladung, Batteriezustand und Reifendruck.
- Ohne Beinstützen.
- Die Batteriekapazität kann sich beim Hinzufügen von Positionierungssystemen ändern.
- Alle Maße +/- 3mm mit einer Sitzplatte 457x457mm, manuelle Beinstützen, 136 kg Nutzergewicht und PU Antriebsrädern (bei Luftreifen 10mm hinzufügen). Weitere Informationen erhalten Sie vom Kundenservice. Die angegebenen Maße befinden sich in der niedrigsten Position.
- Das Batteriegewicht kann je nach Hersteller um +/- 1,3 kg variieren.
- Alle Quantum Rehab-Geräte können mit Spezialsteuerungen bestellt werden.

Eigenschaften

- SRS (Smooth Ride Suspension) Federung
- Das iLevel System mit einem Sitzlift von bis zu 300mm ermöglicht eine Fahrgeschwindigkeit von bis zu 6 km/h
- Kotflügelleuchten und USB-Anschluß optional erhältlich.
- Schmale 527 mm Grundbreite (mit 12,5" Antriebsrädern)
- Crash tested nach ISO 7176-19
- HMV Nr.: 18.99.06.1138

Stealth-Optionen

- Kompatibel mit STEALTH Sondersteuerung
- Kompatibel mit STEALTH Kopfstützensystemen
- Kompatibel mit STEALTH Sitz- und Positionierungssystemen



Farben



Pride Mobility Products GmbH
Hövelrieger Straße 28
33161 Hövelhof
Deutschland
Tel: +49 (0)5257/947890
quantumrehab.de • info@pridemobility.de



DE_SSQ0005/Rev0/MAI2021