



KARTA DANYCH TECHNICZNYCH PRODUKTU

Klasa użytkowa	B
Dopuszczalne obciążenie	136 kg (300 lbs.)
Prędkość maksymalna ¹	Do 10,6 km/h (6,6 mph)
Odległość od podłoża ²	102 mm (4 in.) od silnika
Promień skrętu ²	756 mm (29,75 in.)
Wymiary ogólne ^{2, 6}	Długość: 1100 mm (43,25 in.) z podnóżkami 910 mm (36 in.) bez podnóżków Szerokość: 635 mm (25 in.)
Koła napędowe	400 mm (13,75 in.), dostępne pneumatyczne lub pełne
Koła przednie	Przód: 230 mm (9 in.) pneumatyczne
Zawieszenie	Active-Trac ATX z długim wahaczem wzdłużnym
Zasięg ^{1, 4}	Różny do 26,57 km (16,5 mili)
Masa elementów ⁵	Podstawa: 58,51 kg (129 lbs.) Akumulator: 23,13 kg (51 lbs.)
Układ napędowy	Dwusilnikowy napęd na tylne koła
Hamulce	Elektroniczne inteligentne hamowanie rekuperacyjne, tarczowy hamulec postojowy
Akumulatory ³	Dwa akumulatory głębokiego rozładowania 12 V grupy 24
Ładowarka akumulatorów	8 A, zewnętrzna
Siła do obsługi na wolnym biegu	Poniżej 60 N
Siła do obsługi z napędem	Poniżej 5 N
Maksymalne nachylenie znamionowe	7,5° (13,2%)
Maksymalna zdolność pokonywania przeszkód (podjazd i zjazd)	60 mm (2,3 in.)
Zmierzony poziom dźwięku A	Poniżej 65 dB

¹ Różni się zależnie od modelu podstawy, masy użytkownika, rodzaju terenu, pojemności akumulatorów (Ah), naładowania akumulatorów, stanu akumulatorów, silników, rodzaju sterownika, rodzaju opon oraz stanu opon. Ta specyfikacja może różnić się w zakresie +10%, -5%.

² Z uwagi na tolerancje produkcyjne oraz ciągłe doskonalenie produktów ta specyfikacja może różnić się w zakresie (+ lub -) 3%.

³ Wymagany typ: AGM, żelowy lub żelowy hybrydowy (akumulator żelowy hybrydowy definiuje się jako zawierający elektrolit z nano żelem krzemionkowym oraz wysokiej jakości separatory z włókna szklanego). Patrz rozdział „Akumulatory i ładowanie”.

⁴ Testowane zgodnie z normą ANSI/RESNA, WC Vol. 2, Section 4 oraz normą ISO 7176-4. Wyniki uzyskane w obliczeniach teoretycznych na podstawie specyfikacji akumulatorów oraz osiągniętych osiągów układu napędowego. Test przeprowadzono przy maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu.

⁵ Masa akumulatora może różnić się zależnie od producenta.

⁶ Podane wymiary dotyczą wyłącznie zespołu napędowego. Wymiary ogólne będą różnić się zależnie od wyboru siedziska i akcesoriów.

UWAGA: Produkt jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi normami ANSI/RESNA, ISO 7176, AS/NZS 3695.2 oraz EN 12184. Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.


Wyd. A/ Październik 2021




KARTA DANYCH TECHNICZNYCH PRODUKTU

DŁUGOŚĆ (Z PODNÓŻKAMI)
1100 mm (43,25 in.)

DŁUGOŚĆ (BEZ PODNÓŻKÓW)
910 mm (38 in.)




SZEROKOŚĆ
635 mm (25 in.)



102 mm (4 in.)
ODLEGŁOŚĆ OD
PODŁOŻA

PROMIEŃ SKRĘTU
BEZ PODNÓŻKÓW



Wyd. A/Październik 2021



I N F I N I T B 4 4 0 8