

# EDGE 3 *Stretto*



De **Q6 Edge 3 Stretto** heeft een smalle basis wat hem extra compact maakt. Ondanks de compacte maatvoering zijn de motoren en vering op het niveau van een volwaardige buitenrolstoel. Het beste van twee werelden! De Stretto is verkrijgbaar met 12,5" of 14" aandrijfwielen en optioneel met iLevel elektrisch verstelbare zithoogte.



Een van de  
smalste modellen  
op de markt



**QUANTUM**<sup>®</sup>

#1 FOR REHAB POWER

  | [quantumrehab.nl](http://quantumrehab.nl)

## Specificaties

AANDRIJFWIELEN	14" of 12,5" luchtbanden of flat free banden
ZWENKWIELEN	Voor: 5" flat free banden Achter: 6" flat free banden
MAXIMUM SNELHEID <sup>1</sup>	Tot 10 km/h
BODEMVRIJHEID	74 mm
DRAAICIRKEL <sup>2</sup>	533 mm
LENGTE <sup>2</sup>	826 mm
BREEDTE	530 mm met 12,5" aandrijfwielen 552 mm met 14" aandrijfwielen
<b>AFMETINGEN ZITSTYSTEEM</b>	
TRU-BALANCE FLEX	Breedte: 406 - 508 mm Diepte: 406 - 508 mm
TRU-BALANCE 3	Breedte: 305 - 610 mm Diepte: 305 - 610 mm
HOOGTE ZITTING TOT GROND <sup>5,6,7</sup>	420 mm (Laag) 445 mm (Middel) 470 mm (Hoog)
HANDMATIGE RUGVERSTELLING	Ja (alleen met TRU-Balance Flex)
ACCU'S <sup>3</sup>	Twee 12 volt, deep-cycle 40 or 62 Ah, AGM
ACCU GEWICHT <sup>4</sup>	40 Ah: 12,5 kg per stuk 62 Ah: 18,7 kg per stuk
ACCULADER	8 Amp, extern
BESCHIKBAAR BESTURINGSSYSTEEM <sup>7</sup>	Q-Logic 3, Q-Logic 3e of NE+
AANDRIJVING	2-Pole, Mid-Wheel 6
MAXIMUM BELASTINGSGEWICHT <sup>3</sup>	136 kg
GEWICHT BASIS	57,2 kg (exclusief accu's)

1. Snelheid hangt af van het gewicht van de gebruiker, de ondergrond, de gesteldheid van de accu's en de bandendruk
2. Zonder beensteunen
3. Hangt af van het gekozen zitsysteem en opties
4. Accugewicht kan +/- 1,4 kg variëren
5. Gemeten met een onbelaste rolstoel
6. Kantelen of lift voegt 35 mm toe
7. Gemeten zonder zitkussen

De inhoud van deze publicatie is correct op het moment van uitgave. Op grond van verplichtingen van de fabrikant voor voortdurende verbeteringen en ontwikkelingen behoudt Pride zich het recht voor om specificaties te veranderen zonder voorafgaande aankondiging. De topsnelheid en actieradius met volle accu's hangen af van het gewicht van de gebruiker, de ondergrond, de gesteldheid van de accu's en de bandendruk.

## Kenmerken

- Met Smooth Ride Suspension (SRS)
- Standaard met spatbordverlichting en USB lader
- Extra compact ontwerp van maar 520 mm met 12,5" aandrijfwielen. Bij 14" aandrijfwielen is dit 552 mm.
- Maximum snelheid tot 10 km/h
- Met de optionele iLevel elektrisch verstelbare zithoogte is het mogelijk om de zithoogte te verhogen naar maar liefst 305 mm. Met geactiveerde iLevel kan 7,2 km/h worden gereden.
- Maximum belastingscapaciteit van 136 kg



## Kleuren



Pride Mobility Products BV  
De Zwaan 3  
1601 MS Enkhuizen

Tel: +31 (0)85-0408630 · Fax: +31 (0)85-0430039  
quantumrehab.nl · info@prideeurope.nl



NL\_SSQ0005/REVD/01APR22